

Moč chemicky

Moč chemicky	
Metoda	Refraktometrie (testovací proužky)
Primární vzorek (biologický materiál)	Ranní moč
Odběrová souprava	 Plastová zkumavka na moč 10 ml, čistá odběrová nádobka
Pokyny pro pacienta	
Podmínky transportu	15 - 25 °C
Stabilita	8 hodin při 20 °C
Doordinace	8 hodin při 15 - 25 °C
Doba dodání	V den doručení (odpoledne)

Referenční meze

Věk od - do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Jednotka
pH OR - 99R	5,0	7,0	bezrozměrné

Věk od - do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Jednotka
Spec. hustota 0R - 15R	1004	1014	kg/m3
Spec. hustota 15R - 99R	1010	1022	kg/m3
Ostatní parametry (bílkovina, glukóza, ketony, bilirubin, urobilinogen, leukocyty, krev, nitrity)	negativní	negativní	

Zdroj referenčních mezí: Tomáš Zima: Laboratorní diagnostika

Revize	29. 11. 2024
Autor:	Ing. Petra Kabeleová
Metoda je akreditována	