

Vápník (odpad za 24h)

Vápník - ztráty močí (24 h sběr moče, odpad)	
Metoda	Absorpční spektrofotometrie
Primární vzorek (biologický materiál)	Sbíraná moč za 24 hodin
Odběrová souprava	Plastová sběrná nádoba bez konzervace
Poznámka k odběru	Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. Vhodné je současné stanovení kreatininu pro posouzení správnosti sběru moče.
Pokyny pro pacienta	
Podmínky transportu	15 - 25 °C
Stabilita	12 hodin při 20 °C
Doordinace	1 den
Doba dodání	V den doručení (odpoledne)

Referenční meze

Věk od do	Dolní ref. mez	Dolní ref. mez	Jednotka
0D - 6T	0	1,5	mmol/d
6T - 1R	0,1	2,5	mmol/d
1R - 15R	2,0	4,0	mmol/d
15R - 110R Ž	2,2	6,2	mmol/d
15R - 110R M	2,4	7,5	mmol/d

Revize	28. 11. 2024
Autor:	Ing. Petra Kabeleová
Metoda je akreditována	