

Feritin

Feritin v séru	
Metoda	Imunoturbidimetrie
Primární vzorek (biologický materiál)	Plná krev
Odběrová souprava	 Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
Pokyny k odběru a příprava pacienta	
Podmínky transportu	15 - 25 °C
Stabilita	8 hodin při 20 °C
Doordinace	7 dní při 2 - 8 °C
Doba dodání	V den doručení (odpoledne)

Referenční meze

Věk od - do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Jednotka
1D - 6T	90	630	µg/l
6T - 2M	100	400	µg/l

Věk od - do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Jednotka
2M - 15R	25	200	µg/l
Ž 15R - 52R	20	150	µg/l
Ž 52R - 110R	20	400	µg/l
M 15R - 99R	30	400	µg/l

Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták Beckman Coulter

Revize	4. 3. 2025
Autor:	Ing. Petra Kabeleová