

FSH v séru (folikulostimulační hormon, folitropin)	
Metoda	Chemiluminiscence
Primární vzorek (biologický materiál)	Plná krev
Odběrová souprava	 Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
Pokyny k odběru a příprava pacienta	U fertálních žen závisí koncentrace na fázi menstruačního cyklu. Je vhodné uvést den cyklu.
Podmínky transportu	15 - 25 °C
Stabilita	8 hodin při 20 °C, 7 dní při 2 - 8 °C
Doordinace	7 dní
Doba dodání	V den doručení (odpoledne)

Referenční meze

	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Jednotka
Muži			

	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Jednotka
0D - 99R	1,2	19,3	IU/l
Ženy			
1R -12 R (před pubertou)	0,2	4	IU/l
folikulární fáze	3,8	8,8	IU/l
ovulační fáze	4,5	22,5	IU/l
luteální fáze	1,8	5,1	IU/l
postmenopauza (bez horm. terapie)	16,7	113,6	IU/l

Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták Beckman Coulter

Revize	29. 11. 2024
Autor:	Ing. Petra Kabeleová