

Progesteron

Progesteron v séru	
Metoda	Chemiluminiscence
Primární vzorek (biologický materiál)	Plná krev
Odběrová souprava	 Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
Pokyny k odběru a příprava pacienta	U fertilních žen závisí koncentrace na fázi menstruačního cyklu. Je vhodné uvést den cyklu.
Podmínky transportu	15 - 25 °C
Stabilita	8 hodin při 20 °C, 3 dny při 2 - 8 °C
Doordinace	3 dny
Doba dodání	V den doručení (odpoledne)

Referenční meze

Věk od do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Jednotka
Muži			

Věk od do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Jednotka
M 0D - 99R	0,32	2,67	nmol/l
Ženy			
folikulární fáze	0,99	4,83	nmol/l
luteální fáze	16,4	59,2	nmol/l
menopauza (bez hormon. terapie)	< 0,25*	2,48	nmol/l
Těhotenství			
1.trimestr	15,04	161,35	nmol/l
2.trimestr	61,72	144,05	nmol/l

* analytická senzitivita testu

Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták Beckman Coulter

Revize	29. 11. 2024
Autor:	Ing. Petra Kabeleová