

Testosteron celkový

Testosteron celkový v séru	
Metoda	Chemiluminiscence
Primární vzorek (biologický materiál)	Plná krev
Odběrová souprava	 Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
Pokyny k odběru a příprava pacienta	
Podmínky transportu	15 - 25 °C
Stabilita	8 hodin při 20 °C, 7 dní při 2 - 8 °C
Doordinace	7 dní
Doba dodání	V den doručení (odpoledne)

Referenční meze

Věk od do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Jednotka
Ž 0D - 99R	0	2,60	nmol/l
M 12R - 17R	0,97	38,52	nmol/l

Věk od do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Jednotka
M 17R - 99R	6,07	27,10	nmol/l

Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták Beckman Coulter

Revize	25. 11. 2024
Autor:	Ing. Petra Kabeleová