

CK-MB (aktivita)

CK-MB aktivita (Kreatinkináza - srdeční izoenzym MB)	
Metoda	Absorpční spektrofotometrie
Primární vzorek (biologický materiál)	Plná krev
Odběrová souprava	 Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
Pokyny k odběru a příprava pacienta	Zabránit hemolýze, ovlivňuje výsledky.
Podmínky transportu	15 - 25 °C
Stabilita	8 hodin při 20 °C, 5 dní při 2 - 8 °C
Doordinace	5 dní
Doba dodání	V den doručení (odpoledne)

Referenční meze

Věk od - do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Jednotka
0D - 110R	0,17	0,42	μkat/l

Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták Beckman Coulter

Revize	29. 11. 2024
Autor:	Ing. Petra Kabeleová