

25-OH vitamín D

25-OH vitamín D (celkový D2 + D3)	
Metoda	Elektrochemiluminiscence
Primární vzorek (biologický materiál)	Plná krev
Odběrová souprava	 Vacurette červený uzávěr - plast se sep. gelem
Pokyny k odběru a příprava pacienta	
Podmínky transportu	15 - 25 °C
Stabilita	8 hodin při 20 °C, 5 dní při 2 -8 °C
Doordinace	5 dní
Doba dodání	V den zpracování (odpoledne)

Referenční meze

Věk od - do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Jednotka
0D - 99R	75	250	nmol/l

Zdroj referenční mezí: Příbalový leták Beckman Coulter

Hodnocení

< 30 nmol/l	vážný nedostatek vitamínu D (avitaminóza)
30 - 50 nmol/l	nedostatek vitamínu D
50 - 75 nmol/l	mírný nedostatek vitamínu D

Revize	4. 3. 2025
Autor:	Ing.Petra Kabeleová
Metoda je akreditována	