

Osteáza (kostní ALP)

Osteáza (kostní frakce ALP)	
Metoda	Elektroforéza ALP
Primární vzorek (biologický materiál)	Plná krev
Odběrová souprava	 <p>Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem</p>
Pokyny k odběru a příprava pacienta	<ul style="list-style-type: none">Odesíláme do VFN,
Podmínky transportu	15 - 25 °C
Stabilita	7 dní v séru při 2 - 8 °C
Doordinace	7 dní
Doba dodání	

Referenční meze

Revize	29. 11. 2024
--------	--------------

Autor:

Ing. Petra Kabeleová