


Osteokalcin

Osteokalcin v séru	
Metoda	Elektrochemiluminiscence
Primární vzorek (biologický materiál)	Plná krev
Odběrová souprava	 <p>Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem</p>
Pokyny k odběru a příprava pacienta	
Podmínky transportu	15 - 25 °C
Stabilita	3 dny při 2 - 8 °C, separovat ihned po sražení
Doordinace	3 dny při 2 - 8 °C
Doba dodání	1 x týdně (pátek)

Referenční meze

Věk od - do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Jednotka
18R - 50R Ž	11	43	ug/l
50R - 110R Ž	15	46	ug/l

Věk od - do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Jednotka
18R - 30R M	24	70	ug/l
30R - 50R M	14	42	ug/l
50R - 110R M	14	46	ug/l

Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták Roche

Revize	26. 02. 2025
Autor:	Ing. Petra Kabeleová