

Digoxin

Metoda	Chemiluminiscence
Primární vzorek (biologický materiál)	Plná krev
Odběrová souprava	 Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
Pokyny k odběru a příprava pacienta	Odběr nejméně 6 hodin, lépe 8 - 24 hodin po aplikaci, steady state je dosažen nejdříve 5 dnů po zahájení aplikace. Zabránit hemolýze. • Odesíláme do VFN,
Podmínky transportu	15 - 25 °C
Stabilita	2 dny při 2 - 8 °C
Doordinace	2 dny
Doba dodání	

Terapeutické rozmezí

Revize	29. 11. 2024
Autor:	Ing. Petra Kabeleová