

# Lithium

| Lithium v séru                        |                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metoda                                | ISE přímé stanovení                                                                                                                                        |
| Primární vzorek (biologický materiál) | Plná krev                                                                                                                                                  |
| Odběrová souprava                     | <div></div> <p>Vacuette červený<br/>uzávěr - plast se<br/>sep. gelem</p> |
| Pokyny k odběru a příprava pacienta   | Odesíláme do VFN,                                                                                                                                          |
| Podmínky transportu                   | 15 - 25 °C                                                                                                                                                 |
| Stabilita                             | 1 hodina při 20 °C , 7 dní při 2 - 8 °C, separace séra do 1 hodiny od<br>náběru                                                                            |
| Doordinace                            | 7 dní                                                                                                                                                      |
| Doba dodání                           |                                                                                                                                                            |

## Referenční meze

|        |              |
|--------|--------------|
| Revize | 29. 11. 2024 |
|--------|--------------|

**Autor:**

Ing. Petra Kabeleová