

Apolipoprotein A1

Apolipoprotein A1 v séru	
Metoda	Imunoturbidimetrie
Primární vzorek (biologický materiál)	Plná krev
Odběrová souprava	 Vacurette červený uzávěr - plast se separačním gelem gelem
Pokyny pro pacienta	
Pokyny pro odebírající personál	Pacient musí být nalačno 12 hodin.
Podmínky transportu	15 - 25 °C
Stabilita	3 dny při 2 - 8 °C
Doordinace	3 dny
Doba dodání	V den doručení (odpoledne)

Referenční meze

Věk od - do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Jednotka
Ž 0D - 99R	1,10	1,90	g/l

Věk od - do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Jednotka
M 0D - 99R	1,00	1,70	g/l

Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták Beckman Coulter

Revize	29. 11. 2024
Autor:	Ing. Petra Kabeleová