

Lipoprotein (a)

Lipoprotein (a) v séru	
Metoda	Imunoturbidimetrie
Primární vzorek (biologický materiál)	Plná krev
Odběrová souprava	 Vacurette červený uzávěr - plast se separačním gelem gelem
Pokyny pro pacienta	
Pokyny pro odebírající personál	Pacient musí být nalačno 12 hodin.
Podmínky transportu	15 - 25 °C
Stabilita	2 dny při 2 - 8 °C
Doordinace	2 dny
Doba dodání	V den doručení (odpoledne)

Referenční meze

Věk od - do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Jednotka
0D - 99R	0	75	nmol/L

Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták SNIBE, Společné doporučení ČSKB ČLS JEP a ČSAT ČLS JEP ke sjednocení hodnotících mezí krevních lipidů a lipoproteinů pro dospělou populaci.

Revize	19. 1. 2026
Autor:	Ing. Petra Kabeleová