

Beta-2-mikroglobulin

Beta-2-mikroglobulin	
Metoda	Chemiluminiscence
Primární vzorek (biologický materiál)	Plná krev
Odběrová souprava	 Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem
Pokyny k odběru a příprava pacienta	
Podmínky transportu	15 - 25 °C
Stabilita	8 hodin při 20 °C, 3 dny při 2 - 8 °C
Doordinace	3 dny
Doba dodání	1 x týdně (pátek)

Referenční meze

Věk od - do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Jednotka
0D - 110R	0	2,4	mg/l

Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták SNIBE

Revize	26. 2. 2025
Autor:	Ing. Petra Kabeleová