


Tyreoglobulin

Tyreoglobulin	
Metoda	Elektrochemiluminiscence
Primární vzorek (biologický materiál)	Plná krev
Odběrová souprava	 <p>Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem</p>
Pokyny k odběru a příprava pacienta	
Podmínky transportu	15 - 25 °C
Stabilita	8 hodin při 20 °C, 2 dny při 2 - 8 °C
Doordinace	2 dny
Doba dodání	2 x týdně (úterý a pátek)

Referenční meze

Věk od - do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Jednotka
0D - 99R	0	50	ug/l

Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták SNIBE

Revize

26. 2. 2025

Autor:

Ing. Petra Kabeleová