

Kreatinkináza v séru (CK)	
Metoda	Absorpční spektrofotometrie
Primární vzorek (biologický materiál)	Plná krev
Odběrová souprava	 Vacurette červený uzávěr - plast se separačním gelem gelem
Pokyny pro pacienta	
Pokyny pro odebírající personál	Fyzická zátěž před odběrem je nevhodná. Neodebírejte po chirurgických výkonech nebo opakovaných intramuskulárních injekcích. Zabraňte hemolýze. Zabraňte venostáze.
Podmínky transportu	15 - 25 °C
Stabilita	7 dní 2 - 8 °C
Doordinace	7 dní
Doba dodání	V den doručení (odpoledne)

Referenční meze

Věk od - do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Jednotka
0D - 6T	1,26	6,66	μkat/l
6T - 15R	0,2	2,27	μkat/l
Ž 15R - 110R	0,17	2,42	μkat/l
M 15R - 110R	0,17	2,85	μkat/l

Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták Beckman Coulter

Revize	29. 11. 2024
Autor:	Ing. Petra Kabeleová
Metoda je akreditována	