

FIB-4 skóre

FIB-4 skóre	
Metoda	Výpočet
Primární vzorek (biologický materiál)	Plná krev
Odběrová souprava	 Vacuette červený uzávěr - plast se separačním gelem gelem
	 Vacuette fialový uzávěr - plast s protisrážliv. úpravou
Pokyny pro pacienta	
Pokyny pro odebírající personál	Pro výpočet je nutné stanovení ALT, AST a trombocytů.
Podmínky transportu	15 - 25 °C
Stabilita	Sérum 7 dní při 2 - 8 °C, plná krev 1 den

FIB-4 skóre	
Doordinace	1 den
Doba dodání	V den doručení (odpoledne)

Referenční meze

Věk od do	Dolní referenční mez	Horní referenční mez	Jednotka
0 - 110 R	0	2,6	---

Zdroj referenčních mezí: dostupná literatura

Revize	27. 11. 2024
Autor:	Ing. Petra Kabeleová