

Fosfor

Fosfor v séru (anorganické fosfáty, P)	
Metoda	Absorpční spektrofotometrie
Primární vzorek (biologický materiál)	Plná krev
Odběrová souprava	 Vacuette červený uzávěr - plast se separačním gelem gelem
Pokyny pro pacienta	
Pokyny pro odebírající personál	- Stanovení ovlivněno cirkadiánním (denním) rytmem. - Odebírejte krev vždy ráno. Pokud nelze, vyznačte čas odběru.
Podmínky transportu	15 - 25 °C
Stabilita	sérum 1 den při 20 °C, 7 dní při 2 - 8 °C
Doordinace	7 dní
Doba dodání	V den doručení (odpoledne)

Referenční meze

Věk od - do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Jednotka
0D - 6T	1,4	2,60	mmol/l

Věk od - do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Jednotka
6T - 1R	1,30	2,26	mmol/l
1R - 15R	1,16	1,9	mmol/l
15R - 110R	0,8	1,6	mmol/l

Zdroj referenčních mezí: Tomáš Zima - Laboratorní diagnostika

Revize	27. 11. 2024
Autor:	Ing. Petra Kabeleová
Metoda je akreditována	