


# APC rezistence

## APC rezistence (screening, rezistence na aktivovaný protein C způsobená mutací faktoru V Leiden)

<b>Metoda</b>	Optická detekce sraženiny
<b>Primární vzorek (biologický materiál)</b>	Plná krev
<b>Odběrová souprava</b>	 <p>Vacuette modrý uzávěr - plast, citrát 1+9</p>
<b>Pokyny k odběru a příprava pacienta</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dodat do laboratoře do 2 hodin od odběru. Nesmí se ukládat do chladu.</li><li>• Odesíláme do VFN,</li></ul>
<b>Podmínky transportu</b>	15 - 25 °C
<b>Stabilita</b>	6 hodin hodin při 15 - 20 °C
<b>Doordinace</b>	6 hodin
<b>Doba dodání</b>	

## Zdroj referenčních mezí

**Revize**

29. 11. 2024

**Autor:**

Ing. Petra Kabeleová