

D Dimery v plazmě

| D Dimery v plazmě (degradační produkty fibrinu) | |
|---|---|
| Metoda | Kvantitativní stanovení latexovou aglutinací |
| Primární vzorek (biologický materiál) | Plná krev |
| Odběrová souprava |  <p>Vacuette modrý uzávěr - plast, citrát (1+9)</p> |
| Pokyny k odběru a příprava pacienta | |
| Podmínky transportu | 15 - 25 °C |
| Stabilita | 6 hodin při 15 - 25 °C |
| Doordinace | 6 hodin |
| Doba dodání | V den doručení (odpoledne) |

Referenční meze

| Věk od - do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka |
|-------------|----------------|----------------|----------|
| 0D - 99R | 0 | 250 | ng/ml |

Poznámka: Negativní prediktivní hodnota je 125 ng/ml. Děti do 1 měsíce mohou mít hladinu D Dimerů až 5 vyšší, než je horní referenční mez. U starších lidí jsou hodnoty D Dimerů zvýšeny fyziologicky až několikanásobně.

Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták Instrumentation Laboratory

Revize

29. 11. 2024

Autor:

Ing. Petra Kabeleová