


Fibrinogen

Fibrinogen v plazmě	
Metoda	Optická detekce sraženiny
Primární vzorek (biologický materiál)	Plná krev
Odběrová souprava	 <p>Vacurette modrý uzávěr - plast, citrát 1+9</p>
Pokyny k odběru a příprava pacienta	<ul style="list-style-type: none">• Dodat do laboratoře do 2 hodin od odběru. Nesmí se ukládat do chladu.• Odesíláme do VFN,
Podmínky transportu	15 - 25 °C
Stabilita	6 hodin
Doordinace	6 hodin
Doba dodání	

Referenční meze

Revize

29. 11. 2024

Autor:

Ing. Petra Kabeleová