


# Sedimentace erytrocytů (ESR)

Sedimentace erytrocytů (ESR) v krvi	
Metoda	Sedimentace (ESR)
Primární vzorek (biologický materiál)	Plná krev
Odběrová souprava	 Vacuette fialový uzávěr
Pokyny k odběru a příprava pacienta	Na stanovení sedimentace a krevního obrazu postačí 1 společná zkumavka.
Podmínky transportu	15 - 25 °C
Stabilita	1 den při 2 - 8 °C
Doordinace	1 den
Doba dodání	V den doručení (odpoledne)

## Referenční meze:

Věk od - do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Jednotka
0D - 16R	2	21	mm/hod
M 16R - 60R	2	22	mm/hod

Věk od - do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Jednotka
Ž 16R - 60R	2	31	mm/hod
M 60R - 99R	2	28	mm/hod
Ž 60R - 99R	2	38	mm/hod

**Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták BioVendor**

<b>Revize</b>	29. 11. 2024
<b>Autor:</b>	Ing. Petra Kabeleová