


KO + DIFF přístrojově

KO + DIFF (krevní obraz + diferenciální rozpočet leukocytů) přístrojově	
Metoda	Průtoková cytometrie
Primární vzorek (biologický materiál)	Plná krev
Odběrová souprava	 Vacuette fialový uzávěr
Pokyny k odběru a příprava pacienta	
Podmínky transportu	15 - 25 °C
Stabilita	5 hodin při 15 - 25 °C
Doordinace	5 hodin
Doba dodání	V den doručení (odpoledne)

Poznámka k vyšetření

Parametry krevního obrazu: leukocyty, erytrocyty, hemoglobin, hematokrit, MCV, MCH, MCHC, RDW, trombocyty

Parametry diferenciálního rozpočtu leukocytů: neutrofilů, lymfocytů, monocytů, eosinofilů, basofilů

Referenční meze

Zdroj referenčních mezí: Doporučení České hematologické společnosti ČSL JEP

Revize

29. 11. 2024

Autor:

Ing. Petra Kabeleová

Metoda KO je akreditována