


C-Peptid nalačno

C-Peptid nalačno	
Metoda	Elektrochemiluminiscence
Primární vzorek (biologický materiál)	Plná krev
Odběrová souprava	 <p>Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem</p>
Pokyny k odběru a příprava pacienta	
Podmínky transportu	15 - 25 °C
Stabilita	8 hodin při 20 °C, 1 den při 2 - 8 °C
Doordinace	1 den
Doba dodání	V den doručení (odpoledne)

Referenční meze

Věk od - do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Jednotka
0D - 99R	240	1460	pmol/l

Dne 28. 8. 2025 byly změněny jednotky C-peptidu z nmol/l na pmol/l z důvodu standardizace výsledků.

Přepočet: pmol/l = 1000 x nmol/l

Revize	28. 18 2025
Autor:	Ing. Petra Kabeleová