

# HbA1c (glykovaný hemoglobin)

HbA1c (glykovaný hemoglobin)	
<b>Metoda</b>	Kapilární elektroforéza
<b>Primární vzorek (biologický materiál)</b>	Plná krev
<b>Odběrová souprava</b>	 <p>Vacuette fialový uzávěr - plast s protisrážliv. úpravou</p>
<b>Pokyny k odběru a příprava pacienta</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pacient nemusí být na lačno. Doporučený interval mezi odběry pro diabetiky 1. typu je 3 - 4 měsíce, pro diabetiky 2. typu 6 měsíců.</li></ul>
<b>Podmínky transportu</b>	15 - 25 °C
<b>Stabilita</b>	1 den při 20 °C
<b>Doordinace</b>	1 den
<b>Doba dodání</b>	V den doručení (odpoledne)

## Referenční meze

Věk od - do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Jednotka
0D - 99R	20	42	mmol/mol

**Revize**

16. 6. 2025

**Autor:**

Ing. Petra Kabeleová

**Metoda je akreditována**