


# Inzulín

Inzulín v séru	
Metoda	Elektrochemiluminiscence
Primární vzorek (biologický materiál)	Plná krev
Odběrová souprava	 <p>Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem</p>
Pokyny k odběru a příprava pacienta	
Podmínky transportu	15 - 25 °C
Stabilita	8 hodin při 20 °C, 1 den při 2 - 8 °C
Doordinace	1 den
Doba dodání	2 x týdně (úterý a pátek)

## Referenční meze

Věk od - do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Jednotka
0D - 99R	1,9	23,0	mU/l

Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták Beckman Coulter

**Revize**

26. 2. 2025

**Autor:**

Ing. Petra Kabeleová

**Metoda je akreditována**