


Transferin

Transferin v séru	
Metoda	Imunoturbidimetrie
Primární vzorek (biologický materiál)	Plná krev
Odběrová souprava	 <p>Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem</p>
Pokyny k odběru a příprava pacienta	
Podmínky transportu	15 - 25 °C
Stabilita	8 dní při 2 - 8 °C
Doordinace	7 dní
Doba dodání	V den doručení (odpoledne)

Referenční meze

Věk od - do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Jednotka
1D - 3M	1,3	2,75	
3M - 110R	2,0	3,60	g/l

Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták Beckman Coulter

Revize

29.11. 2024

Autor:

Ing. Petra Kabeleová