

# Vitamín B12

Vitamín B12 v séru	
Metoda	Chemiluminiscence
Primární vzorek (biologický materiál)	Plná krev
Odběrová souprava	 <p>Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem</p>
Pokyny k odběru a příprava pacienta	<ul style="list-style-type: none"><li>Vzorky je vhodné chránit před přímým slunečním světlem.</li></ul>
Podmínky transportu	15 - 25 °C
Stabilita	3 dny při 2 - 8 °C
Doordinace	3 dny
Doba dodání	V den doručení (odpoledne)

## Referenční meze

	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Jednotka
0D - 99R	133	675	pmol/l

Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták Beckman Coulter

**Revize**

29. 11. 2024

**Autor:**

Ing. Petra Kabeleová