


## DHEA v séru (Dehydroepiandrosteron)

<b>Metoda</b>	Chemiluminiscence
<b>Primární vzorek (biologický materiál)</b>	
<b>Odběrová souprava</b>	 <p>Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem</p>
<b>Pokyny k odběru a příprava pacienta</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Odesíláme do VFN,</li></ul>
<b>Podmínky transportu</b>	15 - 25 °C
<b>Stabilita</b>	8 hodin při 20 °C, 1 den při 2 - 8 °C
<b>Doordinace</b>	1 den
<b>Doba dodání</b>	

## Referenční meze

Revize

29. 11. 2024

**Autor:**

Ing. Petra Kabeleová