


# Kortizol

Kortizol v séru	
Metoda	Elektrochemiluminiscence
Primární vzorek (biologický materiál)	Plná krev
Odběrová souprava	 <p>Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem</p>
Pokyny k odběru a příprava pacienta	<ul style="list-style-type: none"><li>Vzhledem k dennímu rytmu odebírejte mezi 7-10 hod. ráno nebo jako denní profil, kdy musí být uveden čas odběru.</li></ul>
Podmínky transportu	15 - 25 °C
Stabilita	8 hodin při 20 °C, 2 dny při 2 - 8 °C
Doordinace	2 dny
Doba dodání	V den doručení (odpoledne)

## Referenční meze

Věk od - do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Jednotka
0D - 99R	185	624	nmol/l

<b>Revize</b>	29. 11. 2024
<b>Autor:</b>	Ing. Petra Kabeleová