


# Prolaktin

Prolaktin v séru	
Metoda	Chemiluminiscence
Primární vzorek (biologický materiál)	Plná krev
Odběrová souprava	 <p>Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem</p>
Pokyny k odběru a příprava pacienta	
Podmínky transportu	15 - 25 °C
Stabilita	8 hodin při 20 °C, 7 dní při 2 - 8 °C
Doordinace	7 dní
Doba dodání	V den doručení (odpoledne)

## Referenční meze

Věk od do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Jednotka
Muži	2,6	13,1	ug/l
Ženy			

Věk od do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Jednotka
před menopauzou	3,3	26,7	ug/l
menopauza	2,7	19,6	ug/l

**Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták Beckman Coulter**

<b>Revize</b>	27. 11. 2024
<b>Autor:</b>	Ing. Petra Kabeleová
<b>Metoda je akreditována</b>	