

Troponin I

Troponin I v séru	
Metoda	Elektrochemiluminiscence
Primární vzorek (biologický materiál)	Plná krev
Odběrová souprava	 <p>Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem</p>
Pokyny k odběru a příprava pacienta	<ul style="list-style-type: none">Zabraňte hemolýze. Ovlivňuje stanovení.
Podmínky transportu	15 - 25 °C
Stabilita	8 hodin při 20 °C, 1 den při 2 - 8 °C
Doordinace	1 den
Doba dodání	V den doručení (odpoledne)

Referenční meze

Věk od do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Jednotka
15R - 99R M	0	19,8	ng/l
15R - 99R Ž	0	11,6	ng/l

Revize

29. 11. 2024

Autor:

Ing. Petra Kabeleová