

Kalcitonin

Kalcitonin v séru	
Metoda	Elektrochemiluminiscence
Primární vzorek (biologický materiál)	Plná krev
Odběrová souprava	 <p>Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem</p>
Pokyny k odběru a příprava pacienta	<ul style="list-style-type: none">Odesíláme do VFN,
Podmínky transportu	15 - 25 °C
Stabilita	1 den při 2 - 8 °C
Doordinace	1 den
Doba dodání	

Referenční meze

Revize

29. 11. 2024

Autor:

Ing. Petra Kabeleová