


Digoxin

Metoda	Chemiluminiscence
Primární vzorek (biologický materiál)	Plná krev
Odběrová souprava	 <p>Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem</p>
Pokyny k odběru a příprava pacienta	<p>Odběr nejméně 6 hodin, lépe 8 - 24 hodin po aplikaci, steady state je dosažen nejdříve 5 dnů po zahájení aplikace. Zabránit hemolýze.</p> <ul style="list-style-type: none">• Odesíláme do VFN,
Podmínky transportu	15 - 25 °C
Stabilita	2 dny při 2 - 8 °C
Doordinace	2 dny
Doba dodání	

Terapeutické rozmezí

Revize

29. 11. 2024

Autor:

Ing. Petra Kabeleová