

CA 15-3

Sacharidový antigen CA 15-3

| | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metoda | Elektrochemiluminiscence |
| Primární vzorek (biologický materiál) | Plná krev |
| Odběrová souprava |  <p>Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem</p> |
| Pokyny k odběru a příprava pacienta | |
| Podmínky transportu | 15 - 25 °C |
| Stabilita | 7 dní při 2 - 8 °C |
| Doordinace | 7 dní |
| Doba dodání | V den doručení (odpoledne) |

Referenční meze

| Věk od - do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka |
|-------------|----------------|----------------|----------|
| 0D - 99R | 0 | 31 | IU/ml |

Revize

29. 11. 2024

Autor:

Ing. Petra Kabeleová