

# CA 72-4

Sacharidový antigen 72-4	
Metoda	Elektrochemiluminiscence
Primární vzorek (biologický materiál)	Plná krev
Odběrová souprava	 <p>Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem</p>
Pokyny k odběru a příprava pacienta	
Podmínky transportu	15 - 25 °C
Stabilita	24 hodin při 20 °C, 7 dní v séru při 2 - 8 °C
Doordinace	7 dní
Doba dodání	1 x týdně (pátek)

## Referenční meze

Věk od - do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Jednotka
0D - 99R	0	6,90	kU/l

Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták firmy SNIBE

**Revize**

4. 3. 2025

**Autor:**

Ing. Petra Kabeleová