

## CEA (Karcinoembryonální antigen)

<b>Metoda</b>	Elektrochemiluminiscence
<b>Primární vzorek (biologický materiál)</b>	Plná krev
<b>Odběrová souprava</b>	 <p>Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem</p>
<b>Pokyny k odběru a příprava pacienta</b>	
<b>Podmínky transportu</b>	
<b>Stabilita</b>	8 hodin při 20 °C, 7 dní v séru při 2 - 8 °C
<b>Doordinace</b>	7 dní
<b>Doba dodání</b>	V den doručení (odpoledne)

## Referenční meze

Věk od - do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Jednotka
15R - 99R	0	3	µg/l

**Revize**

29. 11. 2024

**Autor:**

Ing. Petra Kabeleová