


CYFRA 21-1

CYFRA	
Metoda	Chemiluminiscence
Primární vzorek (biologický materiál)	Plná krev
Odběrová souprava	 <p>Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem</p>
Pokyny k odběru a příprava pacienta	Odesíláme do VFN,
Podmínky transportu	15 - 25 °C
Stabilita	sérum 4 týdny při 6- 8
Doordinace	7 dní
Doba dodání	

Revize	4. 3. 2025
Autor:	Ing. Petra Kabeleová