



# FIB-4 skóre

FIB-4 skóre	
<b>Metoda</b>	Výpočet
<b>Primární vzorek (biologický materiál)</b>	Plná krev
	 <p>Vacuette červený uzávěr - plast se separačním gelem gelem</p>
<b>Odběrová souprava</b>	 <p>Vacuette fialový uzávěr - plast s protisrážliv. úpravou</p>
<b>Pokyny pro pacienta</b>	
<b>Pokyny pro odebírající personál</b>	Pro výpočet je nutné stanovení ALT, AST a trombocytů.
<b>Podmínky transportu</b>	15 - 25 °C
<b>Stabilita</b>	Sérum 7 dní při 2 - 8 °C, plná krev 1 den

## FIB-4 skóre

**Doordinace**

1 den

**Doba dodání**

V den doručení (odpoledne)

## Referenční meze

Věk od do	Dolní referenční mez	Horní referenční mez	Jednotka
0 - 110 R	0	2,6	---

*Zdroj referenčních mezí: dostupná literatura*

**Revize**

27. 11. 2024

**Autor:**

Ing. Petra Kabeleová