


Sodík

Sodík v séru (sodný kation, natrium, Na)	
Metoda	ISE s dilucí
Primární vzorek (biologický materiál)	Plná krev
Odběrová souprava	 <p>Vacuette červený uzávěr - plast se separačním gelem gelem</p>
Pokyny pro pacienta	
Pokyny pro odebírající personál	
Podmínky transportu	15 - 25 °C
Stabilita	14 dní při 20 °C, 14 dní při 2 - 8 °C
Doordinace	7 dní
Doba dodání	V den doručení (odpoledne)

Referenční meze

Věk od do	Dolní referenční mez	Horní referenční mez	Jednotka
0D - 6T	136	146	mmol/l
6T - 15R	138	148	mmol/l

Věk od do	Dolní referenční mez	Horní referenční mez	Jednotka
15R - 99R	136	146	mmol/l

Zdroj referenčních mezí: Tomáš Zima - Laboratorní diagnostika

Revize	27. 11. 2024
Autor:	Ing. Petra Kabeleová
Metoda je akreditována	