

APC rezistence

APC rezistence (screening, rezistence na aktivovaný protein C způsobená mutací faktoru V Leiden)	
Metoda	Optická detekce sraženiny
Primární vzorek (biologický materiál)	Plná krev
Odběrová souprava	 Vacurette modrý uzávěr - plast, citrát 1+9
Pokyny k odběru a příprava pacienta	• Dodat do laboratoře do 2 hodin od odběru. Nesmí se ukládat do chladu. • Odesíláme do VFN,
Podmínky transportu	15 - 25 °C
Stabilita	6 hodin hodin při 15 - 20 °C
Doordinace	6 hodin
Doba dodání	

Zdroj referenčních mezí

Revize	29. 11. 2024
Autor:	Ing. Petra Kabeleová