


D Dimery v plazmě

D Dimery v plazmě (degradační produkty fibrinu)	
Metoda	Kvantitativní stanovení latexovou aglutinací
Primární vzorek (biologický materiál)	Plná krev
Odběrová souprava	 Vacurette modrý uzávěr - plast, citrát (1+9)
Pokyny k odběru a příprava pacienta	
Podmínky transportu	15 - 25 °C
Stabilita	6 hodin při 15 - 25 °C
Doordinace	6 hodin
Doba dodání	V den doručení (odpoledne)

Referenční meze

Věk od - do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Jednotka
0D - 99R	0	250	ng/ml

Poznámka: Negativní prediktivní hodnota je 125 ng/ml. Děti do 1 měsíce mohou mít hladinu D Dimerů až 5 vyšší, než je horní referenční mez. U starších lidí jsou hodnoty D Dimerů zvýšeny fyziologicky až několikanásobně.

Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták Instrumentation Laboratory

Revize	29. 11. 2024
Autor:	Ing. Petra Kabeleová