

# Urea (odpad za 24h)

Urea (močovina) - ztráty močí (24 h sběr moče, odpad)	
Metoda	Absorpční spektrofotometrie
Primární vzorek (biologický materiál)	Sbíraná moč za 24 hodin
Odběrová souprava	Plastová sběrná nádoba bez konzervace
Poznámka k odběru	Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad.
Pokyny pro pacienta	
Podmínky transportu	15 - 25 °C
Stabilita	7 dní při 2 - 8 °C (po okyselení 3M HCl)
Doordinace	3 dny
Doba dodání	V den doručení (odpoledne)

## Referenční meze

Věk od - do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Jednotka
0 - 1T	2,5	3,3	mmol/d
1T - 6T	10	17	mmol/d
6T - 1R	33	67	mmol/d
1R - 15R	67	333	mmol/d
15R - 99R	167	583	mmol/d

Zdroj referenčních mezí: Tomáš Zima: Laboratorní diagnostika

**Revize**

28. 11. 2024

**Autor:**

Ing. Petra Kabeleová

**Metoda je akreditována**