

# Vitamín B12

| Vitamín B12 v séru                    |                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metoda                                | Chemiluminiscence                                                                                                                                          |
| Primární vzorek (biologický materiál) | Plná krev                                                                                                                                                  |
| Odběrová souprava                     | <div></div> <p>Vacuette červený<br/>uzávěr - plast se<br/>sep. gelem</p> |
| Pokyny k odběru a příprava pacienta   | <ul style="list-style-type: none"><li>Vzorky je vhodné chránit před přímým slunečním světlem.</li></ul>                                                    |
| Podmínky transportu                   | 15 - 25 °C                                                                                                                                                 |
| Stabilita                             | 3 dny při 2 - 8 °C                                                                                                                                         |
| Doordinace                            | 3 dny                                                                                                                                                      |
| Doba dodání                           | V den doručení (odpoledne)                                                                                                                                 |

## Referenční meze

|          | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka |
|----------|----------------|----------------|----------|
| 0D - 99R | 133            | 675            | pmol/l   |

Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták Beckman Coulter

|        |                      |
|--------|----------------------|
| Revize | 29. 11. 2024         |
| Autor: | Ing. Petra Kabeleová |