

# Anti TG

| Anti TG v séru (Protilátky proti tyreoglobulinu) |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metoda                                           | Elektrochemiluminiscence                                                                                                                                           |
| Primární vzorek (biologický materiál)            | Plná krev                                                                                                                                                          |
| Odběrová souprava                                | <div></div> <div>Vacuette<br/>červený uzávěr -<br/>plast se sep.<br/>gelem</div> |
| Pokyny k odběru a příprava pacienta              |                                                                                                                                                                    |
| Podmínky transportu                              | 15 - 25 °C                                                                                                                                                         |
| Stabilita                                        | 8 hodin při 20 °C, 7 dní při 2 - 8 °C                                                                                                                              |
| Doordinace                                       | 7 dní                                                                                                                                                              |
| Doba dodání                                      | V den doručení (odpoledne)                                                                                                                                         |

## Referenční meze

| Věk od - do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka |
|-------------|----------------|----------------|----------|
| 0D - 99R    | 0              | 4              | kU/l     |

Zdroj referenčních rozmezí: Příbalový leták Beckman Coulter

|        |                      |
|--------|----------------------|
| Revize | 29. 11. 2024         |
| Autor: | Ing. Petra Kabeleová |