

# T4 volný

| T4 volný v séru (tyroxin volný)       |                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metoda                                | Elektrochemiluminiscence                                                                                                                                           |
| Primární vzorek (biologický materiál) | Plná krev                                                                                                                                                          |
| Odběrová souprava                     | <div></div> <div>Vacuette<br/>červený uzávěr -<br/>plast se sep.<br/>gelem</div> |
| Pokyny k odběru a příprava pacienta   |                                                                                                                                                                    |
| Podmínky transportu                   | 15 - 25 °C                                                                                                                                                         |
| Stabilita                             | 8 hodin při 20 °C, 7 dní při 2 - 8 °C                                                                                                                              |
| Doordinace                            | 7 dní                                                                                                                                                              |
| Doba dodání                           | V den doručení (odpoledne)                                                                                                                                         |

## Referenční meze

| Věk od - do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka |
|-------------|----------------|----------------|----------|
| 0D - 99R    | 7,90           | 17,20          | pmol/l   |

Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták Beckman Coulter

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Revize                 | 25. 11. 2024         |
| Autor:                 | Ing. Petra Kabeleová |
| Metoda je akreditována |                      |