

# Retikulocyty

Retikulocyty v krvi	
Metoda	Průtoková cytometrie
Primární vzorek (biologický materiál)	Plná krev
Odběrová souprava	 <p>Vacuette fialový uzávěr - plast s protisrážliv. úpravou</p>
Pokyny k odběru a příprava pacienta	
Podmínky transportu	15 - 25 °C
Stabilita	5 hodin při 15 - 25 °C
Doordinace	5 hodin
Doba dodání	V den doručení (odpoledne)

## Referenční meze

Věk od - do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Jednotka
15D - 99R	0,005	0,025	bezrozměrné

## Zdroj referenčních mezí

<b>Revize</b>	29. 11. 2024
<b>Autor:</b>	Ing. Petra Kabeleová