

Anti TSH r. (TRAK)

Anti TSH r. (TRAK, protilátky proti TSH receptoru)	
Metoda	Chemiluminiscence
Primární vzorek (biologický materiál)	Plná krev
Odběrová souprava	 <p>Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem</p>
Pokyny k odběru a příprava pacienta	
Podmínky transportu	15 - 25 °C
Stabilita	8 hodin při 20 °C, 3 dny při 2 - 8 °C
Doordinace	3 dny
Doba dodání	2 x týdně (úterý a pátek)

Referenční meze

Věk od - do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Jednotka
0D - 99R	0	1,5	U/l

Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták firmy SNIBE

Revize

26. 2. 2025

Autor:

Ing. Petra Kabeleová