

Myoglobin

Myoglobin	
Metoda	Chemiluminiscence
Primární vzorek (biologický materiál)	Plná krev
Odběrová souprava	 <p>Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem</p>
Pokyny pro pacienta	
Pokyny pro odebírající personál	
Podmínky transportu	15 - 25 °C
Stabilita	7 dní při 2 - 8 °C
Doordinace	7 dní
Doba dodání	2 x týdně (úterý a pátek)

Referenční meze

Věk od - do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Jednotka
Ž 0D - 110R	16,2	58,7	ug/l

Věk od - do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Jednotka
M 0D - 110R	20,1	89,5	ug/l

Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták firmy SNIBE

Revize	14. 3. 2025
Autor:	Ing. Petra Kabeleová